

Bamberg, 23.12.2021

Begleit-Information zum Service-Pack 21.4 21.12.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erhalten Sie das Service-Pack **21.4 21.12.2021** für Ihre Praxissoftware x.comfort. Informieren Sie sich bitte im Folgenden über den Inhalt des Service-Packs und lesen Sie die Installationshinweise aufmerksam durch.

Inhalt des Service-Packs

Situation Mit dem Update 21.4 kann es vorkommen, dass Ihr Virens scanner in x.comfort vorhandene Prüf- bzw. Kryptomodule als unsicher einstuft und Ihnen entsprechende Meldungen anzeigt.

Ursache Die uns bekannten Virens scanner-Meldungen werden durch die Software-Komponente **log4j** ausgelöst, in der kürzlich eine Sicherheitslücke bekannt wurde. Diese Software-Komponente ist in den Prüf- und Kryptomodulen für die **KVDT-Abrechnung** sowie die Abrechnung von **DMP-** und **Vorsorge-Dokumentationen** enthalten. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der entsprechenden Website der KBV unter www.kbv.de/html/56017.php. Log4j ist auch im LDT-Prüfmodul enthalten.

Lösung Installieren Sie das Service-Pack **21.4 21.12.2021**.
Es enthält neue Versionen der Prüf- und Kryptomodule, welche die KBV und das IQTIG bereitgestellt haben. In diesen neuen Versionen wurde die o.g. Sicherheitslücke geschlossen, sodass die Virens scannermeldungen nicht mehr erscheinen.

Zusatzinfo Beachten Sie bitte die folgenden **Hinweise**:

- **KVDT-Abrechnung**

Bei Bedarf ist auch die Abrechnung des 2. und 3. Quartals 2021 mit dem Service-Pack 21.4 21.12.2021 technisch möglich. In diesem Fall erhalten Sie in der F6-Fehlerliste die Meldung, dass die Version der ADT-Satzbeschreibung nicht der erwarteten Satzbeschreibung entspricht. Sie können die Abrechnung dennoch durchführen.

ADT Datenpaket, Prüfnummer: Y/1/2101/36/266
KVDT-R813 (W/26) Die Version der ADT-Satzbeschreibung muss 'ADT1021.01 ' entsprechen.

- **DMP- und Vorsorge-Abrechnung**

Bei Bedarf können Sie auch Dokumentationen aus dem 2. und 3. Quartal 2021 mit dem Service-Pack 21.4 21.12.2021 abrechnen. Diese werden dabei jedoch **nicht** geprüft.

- **LDT-Prüfmodul**

Die uns bereitgestellte neue Version des LDT-Prüfmoduls prüft **ausschließlich** Labordaten, die mit der **LDT-Version 3.2.13** übermittelt wurden. Labordaten, die mit älteren LDT-Versionen übermittelt wurden, werden daher nicht geprüft, wenn sie mit dem Service-Pack 21.4 21.12.2021 in x.comfort übernommen werden. In diesem Fall werden z. B. fehlende Einträge nicht automatisch erkannt oder Daten u. U. nicht korrekt angezeigt. Wenn Sie unsicher sind, mit welcher LDT-Version Ihr Labor die Daten übermittelt, fragen Sie bitte dort nach.

Installation des Service-Packs

Installieren Sie dieses Service-Pack bitte **unbedingt**. Die Installation des Service-Packs dauert i. d. R. deutlich kürzer als die Installation eines Quartalsupdates. Bitte brechen Sie die Installation nicht ab.

Bei diesem Service-Pack sind einmalig für den ersten Start von x.comfort auch bei den Arbeitsstationen Administratorenrechte erforderlich.

Zur Installation des Service-Packs steht Ihnen eine **Installationsanleitung** zur Verfügung (**Website: Aktuelles > Symbol mit dem Ausrufezeichen**). **Bitte lesen Sie die Installationsanleitung aufmerksam durch.** Informieren Sie sich ebenfalls dort, wenn Sie Fragen zur Installation haben.

Installationsvoraussetzung

Version **21.4** oder Service-Pack **21.4 06.10.2021**

Versionsbezeichnung nach der Installation (Kopfzeile im Hauptmenü)

Quartalsupdate 21.4 Build:20210924 mit Servicepack 21.4 21.12.2021

Unser Service

Auf unserer Homepage [medatixx.de](https://www.medatixx.de) lesen Sie im Bereich **Kundenservice > x.comfort**, wie und wann Sie unseren Software-Support aktuell erreichen.

freundliche Grüße

Ihr Team der medatixx