

Bamberg, 06.12.2024

Vorab-Information zur x.concept-Version 25.1

Quartalsupdate verfügbar ab KW 51

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Kürze erhalten Sie das nächste Quartalsupdate für Ihre Praxissoftware – die **x.concept-Version 25.1**. Bitte lesen Sie nachfolgend alles Wissenswerte zum neuen Update.

Wann steht das Update zur Verfügung?

Das Update steht Ihnen voraussichtlich **ab 18.12.2024** (abends) online zur Verfügung. Sie können es über das x.servicecenter oder im Kundenservice-Bereich (**Kundenservice > x.concept**) unserer Website info.medatixx.de wie gewohnt herunterladen und installieren.

Was muss ich für die Abrechnung des 4. Quartals beachten?

○ **Kassenabrechnung**

Ihre Kassenabrechnung für das 4. Quartal können Sie mit der aktuellen Version 24.4 durchführen. Wie immer können Sie die Abrechnung aber auch mit der neuen Version 25.1 erstellen. Generell empfehlen wir Ihnen, bereits heute Probeabrechnungen für das 4. Quartal durchzuführen und die Fehlerlisten abzarbeiten.

Was muss ich vor der Update-Installation beachten?

○ **Ausstehende Hotfixes abarbeiten vor Installation des Quartalsupdates**

Bitte überprüfen Sie vor der Installation des Quartalsupdates 25.1, ob an den Arbeitsstationen Ihrer Praxis Hotfixes zur Installation bereitstehen. Ist dies der Fall, so installieren Sie diese bitte zunächst und starten **erst dann** die Installation des Quartalsupdates, da andernfalls das Update an den Nebenstationen manuell gestartet werden muss.

○ **Neue Rubriken: Rubrikstammdaten überprüfen**

Mit dem kommenden Update erhalten Sie in x.concept die folgenden neuen Rubriken:

GESDE Rückschrieb für Anhänge von gesund.de-Chatnachrichten, die ins Krankenblatt übernommen werden

EPA-EML Rückschrieb für einen als PDF heruntergeladenen Stand der eMedikationsliste (vorbereitend im Rahmen der ePA für alle)

Weitere Informationen zu den neuen Rubriken und den dazugehörigen Funktionen finden Sie im **Updateschreiben** zur Version 25.1. Bitte prüfen Sie jedoch möglichst bald, ob Rubriken mit diesen Namen in Ihrem x.concept bereits für andere Zwecke angelegt wurden. Öffnen Sie dazu das Menü **Datei > Stammdaten > Rubrik** und tippen Sie den jeweiligen Rubriknamen in das Suchfeld ein. Sollte eine der Rubriken vorhanden sein, kontaktieren Sie bitte unseren Software-Support. Dieser bucht die Rubrik für Sie um. Dies ist zwingend notwendig, **damit Sie die Version 25.1 installieren können**.

Wann muss das Update installiert werden?

Bitte installieren Sie das Update **bis 01.01.2025**, wenn Sie folgende Anpassungen benötigen:

○ Implantatbezogene Maßnahmen erfassen

Gemäß neuen Vorgaben der KBV sollen zu einem eingesetzten Implantat ab 01.01.2025 die Melde-ID, der Hash-String und der Hash-Wert der Meldebestätigung des Implantatregisters **leistungsbezogen** erfasst werden. Dies bedeutet, dass diese Werte ab Stichtag als Ziffernbegründung und nicht mehr im Schein zu erfassen sind.

○ Hybrid-DRG: Datenerfassung auf Kassenschein

Aktuell ist die Abrechnung von Leistungen der speziellen sektorengleichen Vergütung (den sogenannten „Hybrid-DRG“, z. B. Leistenbruchoperationen) noch unter Angabe einer Pseudo-Ziffer möglich. Ab dem 01.01.2025 können Hybrid-DRG-Leistungen über ein Regelverfahren mit den KVen abgerechnet werden. Hierzu erhalten Sie mit dem Quartalsupdate 25.1 die Möglichkeit, Hybrid-DRG und alle weiteren abrechnungsrelevanten Daten auf einem Kassenschein zu erfassen. Das Erstellen der Hybrid-DRG-Abrechnungsdatei und die Übermittlung an die KV wird in x.concept allerdings erst mit dem Quartalsupdate 25.2 möglich sein.

○ Früherkennung Darmkrebs und Zervixkarzinom

Ab 01.01.2025 gelten für die Früherkennungsuntersuchungen Darmkrebs und Zervixkarzinom neue Dokumentationsbögen. Diese stehen Ihnen mit dem kommenden Update zum Jahreswechsel automatisch zur Verfügung. **Installieren Sie daher das Update bitte bis 01.01.2025** bzw. bis spätestens vor dem Ausstellen der ersten Dokumentation im neuen Jahr, damit Sie Ihre Dokumentationen gemäß den neuen Vorgaben erstellen können.

Sollte eine fristgerechte Installation nicht möglich sein, müssen die Darmkrebs- und Zervixkarzinom-Dokumentationen, die nach dem 01.01.2025 noch mit dem letzten Update, Version 24.4, erstellt wurden, nachträglich an die neuen Vorgaben angepasst werden. Eine Anleitung dazu erhalten Sie im Updateschreiben zur Version 25.1.

Was muss ich außerdem beachten?

○ Umsetzung der ePA für alle

Ab dem 15.01.2025 beginnt der Rollout der **ePA für alle** für namentlich benannte Testpraxen in den Modellregionen Hamburg und Franken – sowie optional in weiteren Testregionen (KV Nordrhein und KV Westfalen-Lippe). Wenn Sie Teilnehmer in einer der Modellregionen sind, erhalten Sie **kurz vor dem Start im Januar ein Service-Pack für x.concept**. Wenn Sie kein Teilnehmer der Testphase sind, erfolgt die Bereitstellung der Funktionen für Sie erst nach dem Abschluss der erfolgreichen Testphase in enger Abstimmung mit der gematik und dem BMG.

Bitte beachten Sie, dass die bisherige elektronische Patientenakte (ePA 2.x) durch einen technisch notwendigen Umstellungsprozess der Aktenkonten in der Telematikinfrastruktur ab dem 15.01.2025 nicht mehr verfügbar sein wird. Weitere Informationen rund um die ePA für alle erhalten Sie unter [Die ePA für alle | Infos für Praxen](#).

○ Dauerdiagnosen und anamnestische Diagnosen mit neuem Aktualisierungstool umsetzen

Damit Sie alle Dauerdiagnosen und anamnestischen Diagnosen korrekt abrechnen können, ist es ab 01.01.2025 erforderlich, die ICD-Codes manuell an die neuen Diagnosestammdaten anzupassen. Das für die Aktualisierung erforderliche Aktualisierungstool haben wir vollständig überarbeitet und in x.concept integriert. Sie starten die Umsetzung nun direkt **in x.concept über Extras > Gebuchte ICD-Codes aktualisieren**. Genauere Informationen erhalten Sie im Updateschreiben zur Version 25.1.

Welche Version ist Voraussetzung für das neue Update?

Voraussetzung zur Installation ist **mindestens** das letzte Quartalsupdate, **Versio**n 24.4. Sollten Sie dieses noch nicht installiert haben, aktualisieren Sie Ihre Praxissoftware bitte erst auf die Version 24.4. Denken Sie daran, dass x.concept danach an jeder Arbeitsstation mindestens einmal neu gestartet werden muss, bevor Sie das neue Update 25.1 installieren.

Welche neuen Funktionen erhalte ich mit der Version 25.1?

Ausführliche Informationen zu allen Änderungen im Update erhalten Sie wie gewohnt im Update-schreiben zur Version 25.1. Außerdem stellen wir auf unserer [E-Learning-Plattform](#) regelmäßig Informationen zu Ihrer Praxissoftware x.concept (z. B. Videos, Webschulungen usw.) zur Verfügung.

Unser Service

Bei Fragen erreichen Sie unseren Software-Support werktags von Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 12 Uhr (E-Mail: hotline.xconcept@medatixx.de, Telefon: **0951 9335 383**). Bitte halten Sie für den Kontakt mit uns stets Ihre Kundennummer bereit. Sie können diese in x.concept unter **? > Kundennummer** einsehen. Zudem finden Sie Informationen zu x.concept und zum aktuellen Update unter **info.medatixx.de > Kundenservice > x.concept > Aktuelles** (info.medatixx.de/kundenservice/xconcept).

Außerdem hilft Ihnen unser **digitaler Assistent** bei Fragen rund um Ihre Praxissoftware. Und das unabhängig von Ort und Zeit: Sie erreichen ihn unter info.medatixx.de über das Sprechblasen-Symbol am linken Fensterrand.

Freundliche Grüße

Ihr Team der medatixx