

Eltville, 30.07.2021

Begleit-Information zum Service Pack 21.3 30.07.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erhalten Sie das Service Pack **21.3 30.07.2021** für Ihre Praxissoftware x.isynet | x.vianova. Informieren Sie sich bitte im Folgenden über den Inhalt des Service Packs und lesen Sie die Installationshinweise aufmerksam durch.

Inhalt des Service Packs

Für Detailinformationen klicken Sie bitte auf die gewünschte Überschrift.

- [Konfiguration des KIM-Clientmoduls](#)
Auslieferung eines Konfigurationsassistenten für das KIM-Clientmodul.
- [Vorsorge: Übernahme der empfohlenen Maßnahme in die Zervix-Dokumentation](#)
Die empfohlene Maßnahme aus dem Laborbefund (LDT3) wird in der Zervix-Dokumentation zur Übernahme angeboten.
- [FaV: Einschreibeformular für BKK-Patienten in den Psychotherapievertrag \(Korrektur\)](#)
Für BKK -Patienten öffnet sich das richtige Einschreibeformular.
- [TI: Paralleles Einlesen mit mehreren Kartenlesern funktioniert nicht mehr \(Korrektur\)](#)
Das Einlesen ist wieder zeitgleich möglich.

Installationsvoraussetzung Version **21.3.64** oder **21.3.67** oder **21.3.68**

Versionsbezeichnung nach der Installation Version **21.3.71**



Wir möchten Sie an dieser Stelle darauf hinweisen, eine tägliche Datensicherung durchzuführen. Nur so stellen Sie sicher, dass Sie im Falle eines Defektes ohne größeren Verlust auf Ihre Praxisdaten zurückgreifen können.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren medatixx-Servicepartner.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Team der medatixx

Detailinformationen

Kommunikation im Medizinwesen (KIM): neue Clientmodul-Konfiguration

Situation Die bisherige Einrichtung der Clientmodule für die Kommunikation im Medizinwesen (KIM) war sehr komplex und zeitaufwändig.

Lösung Für die Einrichtung der KIM-Dienste dient die neue KIM-Clientmodul-Konfiguration.

Zusatzinfo Wie Sie das KIM-Clientmodul konfigurieren können, entnehmen Sie dem beigefügten Dokument „Das sollten Sie wissen...“. In Kürze stehen Ihnen unter [medatixx-akademie.de](https://www.medatixx-akademie.de) E-Learnings zu diesem Thema zur Verfügung.

Vorsorge: Übernahme der empfohlenen Maßnahme in die Zervix-Dokumentation (Korrektur)

Situation In manchen Fällen wurde die empfohlene Maßnahme für die Übernahme in die Zervixdokumentation nicht angeboten, obwohl diese in der LDT3-Datei vorhanden war.

Lösung Installieren Sie das Service Pack 30.07.2021.

FaV: Einschreibeformular für BKK-Patienten in den Psychotherapievertrag (Korrektur)

Situation Bei BKK-Patienten hat sich das Einschreibeformular für TK-Versicherte geöffnet.

Lösung Installieren Sie das Service Pack 30.07.2021.

TI: Paralleles Einlesen mit mehreren Kartenlesern funktioniert nicht mehr (Korrektur)

Situation Das zeitgleiche Einlesen von eGK an verschiedenen Kartenleserterminals brachte eine Fehlermeldung „Typ der Karte ist unbekannt.“ und war somit nicht möglich.

Lösung Installieren Sie das Service Pack 30.07.2021.