

Eltville, 30.12.2021

Begleit-Information zum Service-Pack 21.4 30.12.2021 aufgrund der Log4j Sicherheitslücke

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erhalten Sie das Service-Pack **21.4 30.12.2021** für Ihre Praxissoftware x.isynet | x.vianova. Informieren Sie sich bitte im Folgenden über den Inhalt des Service-Packs und lesen Sie die Installationshinweise aufmerksam durch.

Installationsvoraussetzung	Version 21.4 oder Service-Pack 21.4.81 15.10.2021
Versionsbezeichnung nach der Installation	Version 21.4.82



Wir möchten Sie an dieser Stelle darauf hinweisen, eine tägliche Datensicherung durchzuführen. Nur so stellen Sie sicher, dass Sie im Falle eines Defektes ohne größeren Verlust auf Ihre Praxisdaten zurückgreifen können.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Servicepartner.

Freundliche Grüße

Ihr Team der medatixx

Inhalt des Service-Packs

- Situation** Mit dem Update 21.4 kann es vorkommen, dass Ihr Virens scanner in x.isynet | x.vianova vorhandene Prüf- bzw. Kryptomodule als unsicher einstuft und Ihnen entsprechende Meldungen anzeigt.
- Ursache** Die uns bekannten Virens scanner-Meldungen werden durch die Software-Komponente **log4j** ausgelöst, in der kürzlich eine Sicherheitslücke bekannt wurde. Diese Software-Komponente ist in den Prüf- und Kryptomodulen für die **KVDT-Abrechnung**, der **Dale-UV Abrechnung** und **Berichtsprüfung**, dem **LDT-Prüfmodul** enthalten, sowie der Abrechnung von **DMP-** und **Vorsorge-Dokumentationen** enthalten. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der entsprechenden Website der KBV unter www.kbv.de/html/56017.php.
- Lösung** Installieren Sie das Service-Pack **21.4 30.12.2021**.
- Es enthält neue Versionen der Prüf- und Kryptomodule, welche die KBV, die DGUV und das IQTIG bereitgestellt haben. In diesen neuen Versionen wurde die o.g. Sicherheitslücke geschlossen, sodass die Virens scannermeldungen nicht mehr erscheinen.
- Zusatzinfo** Beachten Sie bitte die folgenden **Hinweise**:

- **KVDT-Abrechnung**

Bei Bedarf ist auch die Abrechnung des 2. und 3. Quartals 2021 mit dem Service-Pack 21.4 30.12.2021 technisch möglich. In diesem Fall erhalten Sie in der KBV-Fehlerliste die Warnung, dass die Version der ADT-Satzbeschreibung nicht der erwarteten Satzbeschreibung entspricht. **Sie können die Abrechnung dennoch durchführen.**

ADT Datenpaket, Prüfnummer: Y/1/2101/36/266

KVDT-R813 (W/26) Die Version der ADT-Satzbeschreibung muss 'ADT1021.01' entsprechen.

- **DMP- und Vorsorge-Abrechnung**

Bei Bedarf können Sie auch Dokumentationen aus dem 2. und 3. Quartal 2021 mit dem Service-Pack 21.4 30.12.2021 abrechnen. Diese werden dabei jedoch **nicht** geprüft.

- **LDT-Prüfmodul**

Die uns bereitgestellte neue Version des LDT-Prüfmoduls kann **ausschließlich** Labordaten prüfen, die mit einer **LDT-Version 3.1.1 oder neuer** übermittelt wurden. Labordaten, die mit älteren LDT3-Versionen übermittelt wurden, können mit aktiviertem Prüfmodul nicht in x.isynet | x.vianova übernommen werden. LDT2-Dateien können wie gewohnt eingelesen werden. Wenn Sie unsicher sind, mit welcher LDT-Version Ihr Labor die Daten übermittelt, fragen Sie bitte dort nach.