



Eltville, November 2018

Service-Information zum Service Pack 18.4 – 08.11.2018 für x.isynet und x.vianova

Sehr geehrte Damen und Herren,

im x.servicecenter und im Kundenservice Bereich unserer Homepage arztsoftware.medatixx.de steht Ihnen ab sofort das aktuelle **Service Pack 18.4 – 08.11.2018 für x.isynet und x.vianova** zur Verfügung.

Installationsvoraussetzung

Die Voraussetzung für die Installation des **Service Packs 18.4 – 08.11.2018** ist das **Quartalsupdate 18.4**. Bitte lesen Sie vor dem Einspielen des Service Packs die Installationsanleitung.

Inhalte des Service Packs

KV-Abrechnung: Doppelte ICD-Codes mit unterschiedlicher Diagnosensicherheit (Korrektur)

Wurden gleiche Diagnosen mit unterschiedlichen Diagnosensicherheiten für die Abrechnung erfasst, werden diese vollständig in das Abrechnungspaket übernommen.

UV-GOÄ: Aktuelle Stammdaten ab dem 01.10.2018

Die Stammdatenlieferung seitens der DGUV erreichte uns erst nach der Bereitstellung der Quartalsversion 18.4. Diese werden automatisch mit dem vorliegenden Service Pack aktualisiert.

UV-GOÄ: Kopierte Leistungsziffern in den aktuellen Stammdaten vorhanden (Korrektur)

Wurden UV-GOÄ Leistungsziffern über die Kopierfunktion selbst erfasst, werden diese in die aktuellen Stammdaten übernommen.

Blankoformulare: Muster 64 und Muster 65 jetzt zertifiziert

Die Zertifizierung für den Blankodruck der beiden neuen Formulare Muster 64 „Verordnung medizinischer Vorsorge für Mütter oder Väter gemäß § 24 SGB V“ und Muster 65 „Ärztliches Attest Kind zur Verordnung einer medizinischen Vorsorge / Rehabilitation für Mütter oder Väter gemäß §§ 24, 41 SGB V“ wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Blankoversionen können mit diesem Service Pack eingesetzt werden.



VSDM: Optimierung der Einleseroutine (Korrektur)

Während eines laufenden Einlesevorgangs der Versichertenkarte über VSDM, kann an diesem Arbeitsplatz keine weitere Versichertenkarte eingelesen werden. Die entsprechende Schaltfläche ist während des Prozesses inaktiv.

Werden Druckaufträge oder Nachrichten zum Zeitpunkt des Einlesevorgangs an diesen Arbeitsplatz gesendet, wird der Einleseprozess unterbrochen. Nach Schließen des jeweiligen Fensters muss die Versichertenkarte neu eingelesen werden.

medimed prescriber: Erstellung der Datenlieferung (Korrektur)

Für Anwender die an der medimed prescriber Studie teilnehmen, ist die Erstellung der Datenlieferung wieder ohne Fehler möglich.

Weitere Informationen

KV-Connect: KV Telematik verschärft Server-Zugang ab 01.12.2018

Sofern Sie noch das initiale Passwort der KV für Ihre KV-Connect Anwendungen verwenden, ändern Sie dieses bis spätestens 01.12.2018, da die KV Telematik ab diesem Zeitpunkt keine Kommunikation mit dem Initialpasswort mehr zulässt.

Gehen Sie dazu im Kommunikationsserver unter Einstellungen und Sicherheit auf „KV-Connect Passwort ändern...“ und vergeben Sie dort unter Angabe des bisherigen Passworts ein neues. Hinterlegen Sie anschließend das geänderte Passwort in den Systemparametern von x.isynet bzw. x.vianova.

Mehr Informationen entnehmen Sie der Installationsanleitung unter `.:\\WINACS\\TOOLS\\Kommunikationsserver\\Kommunikationsserver_Installation-und_Konfiguration.pdf` (siehe Kapitel „Kommunikationsserver administrieren & konfigurieren“, Abschnitt „Sicherheit“).

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Servicepartner.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr medatixx-Team