

Bamberg, 24.02.2026

Begleit-Information zur neuen x.qm-Version 2.5

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erhalten Sie Aktualisierungen für Ihre QM-Software x.qm. Einzelheiten zur neuen x.qm-Version entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Abschnitten.

Die neue x.qm-Version x.x steht Ihnen auf unserer Website unter folgendem Link zur Verfügung:
info.medatixx.de/zusatzloesungen/xqm

Wenn Sie das x.servicecenter verwenden, können Sie die x.qm-Version auch dort herunterladen.

Inhalt der Version

In der alten x.qm-Version trat bei dem Versuch, die Online-Hilfe zu x.qm aufzurufen, ein Fehler auf. Diesen haben wir behoben und der Aufruf der Online-Hilfe in x.qm funktioniert wieder wie gewohnt über **Hilfe > Hilfe anzeigen** oder alternativ durch Drücken der Taste **F1**.

Hinweise zur Installation

- Sie können die aktuelle x.qm-Version auf jede beliebige Vorversion von x.qm installieren.
- Stellen Sie **vor** der Installation sicher, dass Ihnen eine aktuelle **Datensicherung** vorliegt.
- Planen Sie genügend **Zeit** für die Installation ein – wenn möglich, außerhalb Ihrer Sprechzeit.
- Starten Sie die **Setup.exe** mit einem Doppelklick und folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.
- Nehmen Sie die Installation des Setups an **jedem** Arbeitsplatz vor, an dem Sie mit x.qm arbeiten.

Unser Service

Bei Fragen können Sie uns unter **0951 9335 383** oder **x.qm@medatixx.de** erreichen. Ebenso stehen Ihnen unsere regionalen Servicepartner bei Rückfragen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Team der medatixx