

Praxissoftware medatixx | Konnektor-Passwort ändern

[Version 1.0; 08.11.2021]

1. Melden Sie sich in medatixx mit einem Benutzer in der Admin-Rolle an.
2. Unter „**Einrichtung**“ > „**TI-Konfiguration**“ öffnen Sie die TI-Konfiguration.
3. Klicken Sie dann auf „**secunet konnektor 2.0.0....**“.

Name	Verbindung	Konnektor	Hinweise
Konnektor	10.172.114.235:443	secunet konnektor 2.0.0, Version 4.10.1	

Falls die Oberfläche des Konnektors sich nicht automatisch im Browser öffnet, können Sie diese folgendermaßen manuell anstoßen:

<https://IP-Adresse:8500>

Mit o.g. Beispiel wäre das folgende URL: <https://10.172.114.235:8500>

Melden Sie sich mit Ihren bestehenden Benutzerdaten am Secunet Konnektor an.

1. Gehen Sie auf den Menüpunkt "**Benutzer**".
 2. Anschließend auf "**Mein Profil**".
 3. Daraufhin auf "**Mein Passwort ändern ...**".
 4. Hinterlegen Sie hier nun ihr neues Kennwort.
4. Wiederholen Sie die Schritte für weitere Benutzerkonten, die am Secunet Konnektor angelegt sind.


Nach der Änderung der Kennwörter im Konnektor müssen die neuen Zugangsdaten in der Praxissoftware medatixx hinterlegt werden.

1. Rufen Sie wieder die TI-Konfiguration auf.
2. Markieren Sie den Konnektor.
3. Klicken Sie dann auf „Login-Daten“.



Name	Verbindung	Konnektor	Hinweise
Konnektor	10.172.114.235:443	secunet konnektor 2.0.0, Version 4.10.1	

4. Ändern Sie im Feld „Login-Daten“ den Benutzernamen und das Kennwort.



Login-Daten

Bitte hinterlegen Sie hier die Anmeldeinformationen für die Administration des secunet-Konnektors.

Benutzername

Kennwort


[Testen der Login-Daten](#)

Prüfung auf vorhandene Login-Daten deaktivieren

[Speichern und schließen](#) [Abbrechen](#)

5. Klicken Sie dann auf die blaue Schrift „Testen der Login-Daten“. (siehe Bild) um zu prüfen, ob der Anmeldevorgang erfolgreich ist.

War die Anmeldung erfolgreich, dann erscheint der Hinweis „Der Login war erfolgreich.“.



Hinweis

Der Login war erfolgreich.

[OK](#)